



## SH112 石油运动粘度计



SH112 石油运动粘度计该仪器符合国家标准 GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准的要求。可同时安放四支粘度及进行实验，还可作为高粘度恒温水浴进行其它实验。采用蓝色液晶大屏幕中文显示，无标识按键，温度测量采用精密铂电阻 PT100，10~100℃任意设定，主辅加热器自动切换，能够掉电存储毛细管的常数。自动计算粘度值，本产品也符合 ASTM D445。

### 主要特点如下：

- 1、恒温浴为圆形玻璃缸，浴内温度分布均匀，控温效果良好（可制作成双缸）。
- 2、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度，执行元件采用固态继电器 SSR，具有控温精度准确，无触点，无噪音，无火花，动作快，寿命长等特点。
- 3、毛细管计卡采用三点垂直式，操作灵活方便，夹持可靠。
- 4、粘度管可以根据需要选择品氏粘度管或者乌氏粘度管。

### 技术参数：

控温点：室温-100℃任意设置；  
控温精度：±0.1℃；  
显示方式：数字显示；  
秒表定时：0.05 秒---99 分 99.99 秒；  
加热功率：1800W；  
电源：交流 220V±10%，50HZ±5%；  
环境温度：5℃-40℃；  
环境湿度：<85%；  
外形尺寸：190mm×380mm×280mm；  
重量：15Kg。

电话：0531-58667394

Email: 1345933763@qq.com      QQ: 781286379

地址：济南市天桥区蓝翔路 15 号时代总部基地 6 区 8 号

网址：www.labtool.net



山东盛泰仪器有限公司

S&T Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd

需要客户自备的耗材：水或者甘油。严格按国家标准，粘度管实验前需要以下试剂清洗：溶剂油或者石油醚。

序号	名称	数量	单位	备注
1	主机	1	台	
2	专用加厚密封玻璃缸	1	个	1
3	水浴顶盖组件	1	套	含 4 个毛细管架
4	控制电缆	1	条	
5	保险丝管	1	个	10A
6	毛细管粘度计	4	支	可选择
7	使用说明书	1	份	
8	洗耳球	1	个	
9	装箱单	1	份	
10	合格证	1	份	
11				

电话：0531-58667394

Email: 1345933763@qq.com      QQ: 781286379

地址：济南市天桥区蓝翔路 15 号时代总部基地 6 区 8 号

网址：www.labtool.net